

Protections TENA Men

✓ Informations générales

- **Nom du produit** : TENA Men – Protection anatomique masculine
- **Fabricant** : Essity Hygiene and Health AB
- **Type** : Protection jetable pour fuites urinaires légères à modérées
- **Forme** : Anatomique, discrète et confortable
- **Fixation** : Bande adhésive pour maintien dans le sous-vêtement
- **Matière** : Voile doux non-tissé, sans latex
- **Technologies** : DryZone™ pour une absorption rapide, Odour Control™ pour neutraliser les odeurs
- **Couleur** : Gris foncé (discret)
- **Conditionnement** : Sachets individuels – paquets de 10, 16 ou 20 selon le modèle

📊 Tableau comparatif des niveaux d'absorption

Niveau	Indication	Capacité approximative	Nombre par paquet
Niveau 1	Fuites légères	~300 ml	24 unités
Niveau 2	Fuites modérées	~450 ml	20 unités
Niveau 3	Sécurité renforcée	~700 ml	16 unités

🛡️ Certifications et normes

- **Marquage CE** : Dispositif médical de classe I, conforme à la directive 93/42/CEE
- **ISO 9001 / ISO 13485** : Systèmes de gestion de la qualité pour les dispositifs médicaux
- **Testé dermatologiquement** : Respecte les peaux sensibles
- **Sans latex** : Réduit les risques d'allergie
- **Label FSC (si applicable)** : Emballage issu de sources responsables

Données techniques supplémentaires

- **Dimensions :**
 - Niveau 1 : 230 x 198 mm
 - Niveau 2 : 270 x 236 mm
- **Poids :**
 - Niveau 1 : 11,9 g
 - Niveau 2 : 17,7 g
- **Composition du matelas absorbant :** Mélange de pulpe et de SAP (polyacrylate de sodium)
- **Norme d'absorption :** Méthode Rothwell (ISO 11948-1:1996)
- **Site de production :** Gemerská Hôrka, Slovaquie

Sécurité & stockage

- Conserver dans un endroit sec à température ambiante
- Produit à usage unique
- Ne pas jeter dans les toilettes



PRESENCE SANTE

Matériel Médical – Confort – Bien être

contact@presence-sante.fr

Tél : 05 63 63 75 26

TENA MEN Active Fit Niveau 2



Dénomination	Protection pour fuites urinaires légères
Référence	750789
Code ACL/EAN	7322540426489
Référence Echantillon unitaire TENA	100032
Marquage CE	oui
Poids total (+/- 7%)	17,7 g
Dimension produit (+/- 7%)	270 x 236 mm

Données Laboratoire

Absorption : Méthode Rothwell	450 ml
Vitesse d'acquisition (s) 1ère Dose de 50 ml	19 s

Respirabilité

Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant

Respect Cutané

Protection absorbante	à usage unique
Testé dermatologiquement communément appelé Hypoallergénique / Sans Latex	Matières Testées sous contrôle dermatologique *
Garde au sec rapide	Voile d'acquisition sur le matelas

Informations logistiques

Nbre de pièces / sachet	20
Nbre de sachets / carton	6
Nbre cartons / palette	60
Compactage	OUI
Poids du carton	2,559 kg
Volume carton m3	0,024158
Volume m3 / 100 pièces	0,020131667
Site de production	Gemerska Horka (Slovaquie)
Provenance des matières premières	Majoritairement Union Européenne

Empreinte environnementale TENA Protects

Réduction de 20% d'empreinte carbone (2008-2019)
Fabrication 100% énergie renouvelable dans nos usines
TENA en Europe

Emballages

Emballage primaire: pochette individuelle	Pochette renouvelable
Emballage secondaire: sachet	Sachet renouvelable Présence logo consigne de TRI TRIMAN conformément à la réglementation
Emballage tertiaire: carton	Carton 100% recyclables composés à 85% de fibres recyclées
FACILE A IDENTIFIER	Sachet et carton : Indication du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Sachet : ouverture facile, poignées de transport
FACILE A UTILISER	Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongé



SPECIFICATIONS ET MATERIAUX CONSTITUTIFS DU PRODUIT

Composant	Composition	Poids (g)	Bénéfices
Matelas GARDE AU SEC	1 matelas composé en mélange intime des composants ci-dessous:	13,7	ABSORPTION CONFORT ET SECURITE FACILITE LE MOUVEMENT ERGONOMIE FACILE A POSER SANS ODEUR
	Voile d'acquisition (Film PE perforé)	8,3	
	Pulpe de cellulose	5,4	
	Polyacrylate de Sodium (SAP) ODOUR NEUTRALIZER™		
Film Extérieur	Gris sur l'arrière du produit, imprimé à rayes sur le voile d'acquisition	4	RESPECT CUTANE MAINTIEN SECURITE ANTIFUITES DISCRETION
	Non tissé 100% respirant		
	Large bande adhésive pour un parfait maintien en place		
Barrières anti-fuites latérales Elastiques	Composées d'élastiques synthétiques		Barrières anti-fuites imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale
Impressions colorées sur le matelas	Encre		Les imprimés permettent l'acceptance de nos produits
Papier adhésif	Papier silicone		Le papier adhésif collé sur la protection permet de protéger l'adhésif
TOTAL		17,7	

*Matières premières et produits finis évalués conformément à l'évaluation biologique norme ISO 10993-1

Tests effectués dans des laboratoires indépendants externes. En plus des tests toxicologiques, sont requises et évaluées les informations fournisseurs sur la caractérisation chimique, les additifs, la teneur potentielle en allergènes etc. Réévaluation du matériel à une certaine fréquence.

Les produits sont exempts de latex de caoutchouc naturel, de colophonium, de PVC et de phtalates. Ils ne contiennent aucune substance généralement reconnue comme allergène. Ces produits ne contiennent pas non plus de substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la directive européenne 1999/45/CE (CLP) et du règlement (UE) 453/2010 (REACH). Les investigations cliniques selon la norme ISO 14155 ne sont généralement pas effectuées sur ce type de produit. L'évaluation clinique est toujours effectuée et, avec une très longue histoire d'utilisation sûre, montre que le système d'inspection pour assurer la sécurité des produits est suffisant.

REFERENCES DISPONIBLES DANS LA GAMME

TENA Men Extra Light Active Fit à niveau 3

NORMES ET REGLEMENTATION UTILISEES POUR CE PRODUIT

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux de classe I selon l'annexe 8 respectant les obligations de la Medical Device Regulation (EU) 2017/745. Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Cette classification de TENA Men n'a pas été modifiée par rapport à la classification selon l'ancienne législation, la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux. **Le code GMDN, Global Medical Device Nomenclature, est 11239, une protection jetable composée de matériel absorbant utilisé pour recueillir l'urine et les fèces d'un patient adulte incontinant.** Chaque emballage de consommation est étiqueté avec l'indication d'être un dispositif médical, par texte dans chaque langue du marché.

Essity Hygiene and Health AB est certifié selon le système de gestion de la qualité ISO 13485 actuel pour les dispositifs médicaux. Les unités de production de TENA Men sont certifiées ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (santé et sécurité au travail).

Développement et fabrication par Essity ainsi conforme à :

- la norme ISO 17025 pour la compétence laboratoire essais et étalonnage
- la NORME ISO 14971 (ou équivalent) : 2013 Dispositifs médicaux « Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux »
- la NORME NF EN 15223-1 et 980 (ou équivalent) : « Symboles graphiques utilisés pour l'étiquetage des dispositifs »

Mesure de la Capacité d'absorption: la norme ISO 11948-1:1996 Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit. Suit la norme ISO 15621 (ou équivalent) : 2017 « Aides pour l'absorption d'urine – Directives générales d'évaluation

DUREE DE VIE : Les produits d'hygiène absorbants en général n'ont pas de durée de conservation spécifique en matière de sécurité.

La date conseillée d'usage est de 36 mois après la production. Trois ans n'est pas une date de péremption, mais une durée conseillée d'usage. Les données de surveillance post-commercialisation nous ont montré que la sécurité et les fonctions principales des produits resteront beaucoup plus longtemps que cela. Ceci est valable dans des conditions normales de stockage et de manipulation et dans des emballages non-ouverts. Nous recommandons également que nos produits ne soient pas stockés avec des produits chimiques ou des substances à forte odeur pour éviter l'adhérence de l'odeur.

Essity Hygiene and Health AB, S-405 03 Göteborg, Suède est le fabricant légal tel que défini dans le règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux pour TENA Men placé sur le marché de l'EEE.

